

Pro's Combo Adimals™

Kit Aneroide/Estetoscopio Pediátrico Portátil

Descripción técnica:

- Esfigmomanómetro (Prosphyg 768): Manómetro esmaltado 300 mmHg, respaldo de confiabilidad "día tras día", con calibración garantizada.
- Brazaletes ADCuff™ calibrado con sistema Size Guide™ para prevenir error de colocación ("mis-cuffing"). Válvula de desinflado cromada de latón para liberación precisa del aire.
- Estetoscopio (Adscope Adimals 618): Estetoscopio pediátrico con tecnología AFD, que permite alternar entre frecuencia de campana y diafragma solo variando presión; incluye 7 piezas intercambiables con diseño infantil (animales), ideal para pediatría o entornos pediátricos.
- Estuche: Estuche de transporte extra grande, color-coordinado, de doble bolsillo, pensado para guardar todo el kit y facilitar traslado.
- Materiales: Libre de caucho natural de látex ("Not made with natural rubber latex").
- Norma: Cumple o excede ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para esfigmomanómetros.



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales



**INCLUYE 7 CARÁTULAS
INTERCAMBIABLES**

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	808
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg
Precisión en rango de temperatura	10 °C – 40 °C

Especificación	Detalle	
Temperatura de almacenamiento	?20 °C a 55 °C	
Tipo de válvula	Estándar	FICHA TÉCNICA
Número de tubos	2 tubos	
Tipo de brazal	ADCUFF	
Tamaño del brazal	Adulto pequeño (10SA)	
Rango del brazal	19 – 27 cm	
Color del brazal	Animals	
Estuche / funda de transporte	888AD	