

## Pro's Combo III™

### Kit Aneroide/Estetoscopio Clínico Portátil

#### Descripción técnica:

- El esfigmomanómetro incluido incluye un manómetro cromado de 300 mmHg, calibrado para mediciones precisas y confiables.
- El brazalete ADCuff™ adulto está fabricado en nylon de alta resistencia, con sistema "Size Guide" para garantizar un ajuste correcto y reducir errores.
- El estetoscopio Adscope 603 proporciona calidad acústica para auscultación clínica, adecuado para diagnóstico general, revisión cardiopulmonar y chequeos rutinarios.
- El estuche de transporte permite guardar y transportar todo el kit de forma segura y cómoda, facilitando su uso en guardias, ambulancia o traslado clínico.
- El kit es "latex-free" (no fabricado con caucho natural), contribuyendo a la seguridad frente a alergias.
- Fabricado bajo estándares de calidad, ensamblado, inspeccionado y empacado en EE.UU. según las prácticas de la marca.
- Cumple o excede la norma internacional de esfigmomanómetros manuales no invasivos ANSI/AAMI/ISO 81060-1, garantizando exactitud y confiabilidad clínica.



Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	800
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	ADFLOW
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño del brazal	Adulto

Especificación	Detalle
Rango del brazal	23 – 40 cm
Estuche / funda de transporte	888

**medfex™**

FICHA TÉCNICA