

Sistema Multikuf™ 3 brazales

Kit Multibrazal Portátil

Descripción técnica:

- El manómetro de estilo palma (#804N) cuenta con mecanismo de precisión diseñado en Japón, alojado en jaula de zinc suspendida dentro de una carcasa de polímero, lo que le confiere resistencia a impactos y condiciones exigentes.
- Válvula de liberación tipo gatillo (trigger-style), ambidiestra, de control infinito — permite inflado y desinflado con una sola mano, ideal para situaciones de urgencia o trabajo móvil.
- Los tres brazaletes Adcuff™ incluidos (small adult / adult / large adult) ofrecen un rango amplio de cobertura para distintos tamaños de brazo, lo que permite atender desde adultos delgados hasta adultos grandes con el mismo kit.
- El estuche de nylon 600D con cremallera mantiene cada componente asegurado pero accesible al instante — diseñado para caber en cajas de emergencia, mochilas de trauma o ambulancias.
- Fabricado sin ftalatos ni caucho natural de látex, reduciendo riesgo de alergias.
- Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE. UU. desde componentes importados.
- Cumple o excede la norma internacional ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para esfigmomanómetros manuales no invasivos, lo que garantiza exactitud y fiabilidad clínica.



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales

BK



**Caja de zinc
contra impactos**



**Válvula
ambidiestra**

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Multibrazal
Manómetro	804N
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Integral

Especificación	Detalle
Número de tubos	1 tubo
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño de brazal	Múltiple
Rango del brazal	19 – 50 cm
Estuche / funda de transporte	8814

medfex™

FICHA TÉCNICA