

Aneroide ADC Diagnostix™ 703

Aneroide de palma

- Aneroide tipo palma con pera integrada
- Manómetro de 300 mmHg de alta precisión
- Movimiento japonés diseñado para uso clínico profesional
- Válvula de liberación de aire integral para control preciso
- Brazaletes Adcuff de dos piezas con vejiga interna
- Material del brazaletes: nylon de alta resistencia
- Dial con numeración clara para fácil lectura
- Libre de látex
- Ensamblado e inspeccionado en EE. UU.



**Caja de zinc
contra impactos**



**Válvula
ambidiestra**



**Caja de zinc
contra impactos**



**Válvula
ambidiestra**

Parámetro	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Palma
Modelo / Serie	Diagnostix™ 703
Tipo de manómetro	Aneroide
Rango de medición	0 – 300 mmHg
Precisión	±3 mmHg
Precisión en rango extendido	±3 mmHg o 2% (el mayor)
Tipo de válvula	Integral
Número de tubos	1 tubo
Tipo de brazaletes	ADCUFF
Tamaño del brazaletes	Adulto
Rango del brazaletes	23 – 40 cm
Color del brazaletes	Negro
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Libre de látex	Sí