

Aneroide ADC Mod. 720

Aneroide portátil

- Manómetro anerode de bolsillo con escala de hasta 300 mmHg
- Brazalete Adcuff® reutilizable de dos piezas (manguito y vejiga)
- Construcción en nylon de alta resistencia (210 denier)
- Sistema de guía de talla que ayuda a prevenir una colocación incorrecta
- Marcas de graduación extendidas para facilitar la lectura desde distintos ángulos
- Válvula de liberación de aire tipo ADFLOW™ con control preciso de desinflado
- Filtro interno que reduce la acumulación de polvo
- Libre de látex
- Incluye estuche de transporte con cierre



Tamaños disponibles:



11/A
ADULTO
23-40 CM

Opciones de color adicionales



Manómetro probado a 30.000 ciclos
Marcas de lectura grandes y claras

Tipo de esfigmomanómetro:	Pocket
Manómetro:	802
Precisión del esfigmomanómetro:	+/-3mmHg a 50°F(10°C) - 104°F(40°C)
Precisión del esfigmomanómetro en rango de temperatura extendido:	+/-3mmHg o 2%, lo que sea mayor @ <50°F(10°C) y >104°F(40°C)
Temperatura de almacenamiento:	-4°F (-20°C) - 131°F (55°C)
Tipo de válvula:	ADFLOW
Número de tubos:	2 Tubos
Tipo de brazal:	ADCUFF
Tamaño del brazal:	Adulto
Rango del brazal:	23-40cm
Cremallera / Funda de almacenamiento:	880