

## Aneroide ADC Mod. 770

### Aneroide portátil

Nuestro aneroide más económico, el 770, es ideal para quienes cuidan su presupuesto.

La serie 770 incluye:

El manómetro de esmalte negro de 300mmHg supera los estándares de la industria.

Brazal de algodón gris con etiqueta de arteria y soporte para manómetro.

Bolsas de inflado y bulbo no hechos de caucho natural.

Válvula de desinflado cromada.

Estuche de imitación cuero con cremallera e instrucciones de operación.

Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE. UU. con componentes extranjeros.

Cumple o supera ANSI/AAMI/ISO 81060-1



#### Tamaños disponibles:



**11|A**  
ADULTO  
23-40 CM

#### Opciones de color adicionales

**G**



Manómetro probado  
a 30.000 ciclos



Incluye estuche  
con cierre

Tipo de esfigmomanómetro:	Portátil
Manómetro:	809N
Precisión:	+/-3mmHg
Temperatura de operación:	50°F (10°C) - 104°F (40°C)
Temperatura de Almacenamiento:	-4°F (-20°C) - 131°F(55°C)
Tipo de válvula:	Estándar
Número de tubos:	2 tubos
Tipo de brazal:	Algodón
Tamaño del brazal:	Adulto
Rango del manguito:	23-40
Manguito Color:	Gris
Funda con cierre:	880