

Aneroide ADC Mod. 774

Esfigmomanómetro de un solo uso



- Esfigmomanómetro anerode de **uso individual (single patient use)**
- Equipo completo: manguito, pera, válvula y manómetro integrados
- Diseño económico ideal para aplicaciones clínicas temporales o por paciente
- Construcción resistente para uso repetido durante la estancia del paciente
- Sistema de **dos tubos** para medición confiable
- Marcajes precisos que reducen errores por colocación incorrecta del manguito
- Manguito suave con esquinas redondeadas para mayor comodidad del paciente
- Probado contra fugas para asegurar mediciones consistentes
- Libre de látex natural
- Cumple con la norma **ANSI/AAMI/ISO 81060-1**

Adulto Pequeño
Rango del brazal:
20.5-28.5cm
Colores disponibles:
Light Blue

Adulto
Rango del brazal:
27.5-36.5cm
Colores disponibles:
Azul

Adulto grande
Rango del brazal:
20.5-28.5cm
Colores disponibles:
Rojo

Parámetro	Detalle
Tipo	Desechable (uso por paciente)
Manómetro	809SPU
Precisión	±3 mmHg @ 10°C a 40°C
Rango de temperatura de operación	0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 65°C
Tipo de válvula	Plástica
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	Un solo uso
Tamaño de brazal	Adulto pequeño
Rango de manguito	20.5 – 28.5 cm
Color del manguito	Azul claro
Estuche	No incluido
Garantía Medfex	1 año