

Flujómetro de Oxígeno Cromado Precision Medical

Flujómetro de oxígeno de alta precisión con cuerpo cromado para uso hospitalario.

Datos técnicos

- Flujómetro de oxígeno con tubo calibrado de alta precisión para administración exacta del flujo.
- Cuerpo con acabado cromado resistente a impactos, corrosión y uso continuo hospitalario.
- Escala claramente visible para lectura rápida y precisa del flujo.
- Compensado por presión para mantener exactitud bajo condiciones variables de suministro.
- Diseñado para montaje en pared o conexión directa a toma hospitalaria.
- Cumple con estándares clínicos de desempeño para oxigenoterapia.
- Producto fabricado en **Estados Unidos**.
- **Garantía de 1 año directo con Medfex.**



Característica	Detalle
Marca	Precision Medical
Modelo	1MFA1002-R
Tipo de gas	Oxígeno
Rango de flujo	0–15 L/min
Tipo de lectura	Tubo vertical calibrado
Compensación	Compensado por presión
Conexión	DISS hembra
Material del cuerpo	Acabado cromado
Uso	Hospitalario
País de fabricación	Estados Unidos