

Aneroide ADC Prospbyg™ 768

Aneroide portátil

- Manómetro anerode de 300 mmHg con acabado en esmalte negro
- Brazal Adcuff® de nylon con sistema de marcaje Size Guide™ que ayuda a prevenir errores de colocación
- Válvula de liberación de aire cromada para un control suave y preciso
- Diseño de dos tubos para mediciones consistentes
- Estuche de transporte grande, de doble compartimento y color a juego
- Libre de látex natural



Tamaños disponibles:



Bolsa de transporte con cierre.

Especificación	Detalle
Tipo de anerode	Pro's combos
Manómetro	808N
Garantía Medfex	1 año
Precisión	±3 mmHg @ 50°F (10°C) – 104°F (40°C)
Precisión en rango extendido	±3 mmHg o 2% (el mayor)
Temperatura de almacenamiento	-4°F (-20°C) – 131°F (55°C)
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	Adcuff®
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23–40 cm
Estuche	Incluido