

Flujómetro Compacto de Oxígeno Precision Medical

Flujómetro compacto de oxígeno con diseño ligero y lectura precisa para uso hospitalario.

Datos técnicos

Descripción técnica:

- Flujómetro compacto de oxígeno diseñado para instalaciones médicas con espacio reducido.
- Tubo de medición calibrado con alta visibilidad para lectura rápida y exacta.
- Compensado por presión para asegurar precisión constante del flujo.
- Construcción robusta para uso continuo en hospitales y clínicas.
- Diseño ligero que facilita la instalación y el manejo.
- Compatible con sistemas de suministro de oxígeno hospitalario.
- Fabricado bajo estrictos estándares de calidad médica.
- Producto **hecho en Estados Unidos**.
- **Garantía de 1 año directo con Medfex.**



Característica	Detalle
Marca	Precision Medical
Modelo	8MFA1003
Tipo de gas	Oxígeno
Rango de flujo	0–15 L/min
Tipo de lectura	Tubo vertical calibrado
Compensación	Compensado por presión
Conexión	DISS hembra (hand tight)
Diseño	Compacto
Uso	Hospitalario
País de fabricación	Estados Unidos