

Regulador de oxígeno EasyDial Reg – 50 PSI (0–15 L/min)

Compacto, ligero y fácil de ajustar para oxigenoterapia clínica

Datos técnicos

- Regulador de oxígeno compacto: **4.25"** de largo y **7.8 oz** de peso.
- Perilla de ajuste de flujo **grande y moleteada** para operación simple.
- Diseñado con enfoque en seguridad: **válvula de alivio de presión integrada**.
- **Manómetro de contenido protegido** y diseño que ayuda a minimizar variaciones normales de flujo cuando cae la presión del tanque.
- Sello **Viton** de baja fuerza (yoke) para mejor sello tanque–regulador (según configuración).
- Cuerpo y tapa de **aluminio ligero**; **T-handle ergonómico**.
- Disponible en **2 diseños de cuerpo** (yoke o nut style) y **5 rangos de flujo** (0–4000 cc/min, 0–4, 0–8, 0–15, 0–25 L/min).
- **Hecho en USA. Garantía: 1 año directo con Medfex.**



Especificación	Valor
Largo	4.25"
Peso	7.8 oz
Precisión (31–125 cc/min)	±10 cc
Precisión (0.25–25 L/min)	±10%
Rango de presión de entrada	300–3000 psi (20.7–206.8 bar)
Tolerancia a ignición/falla	Cumple ASTM G175-03
Rango de flujo disponible (familia)	0–4000 cc/min; 0–4 / 0–8 / 0–15 / 0–25 L/min
Diseño de cuerpo (familia)	Yoke o Nut style
Configuración mostrada (tu liga)	50 PSI; 0–15 L/min; CGA 540 Nut; DISS macho recto; con manómetro; sin extensión
Garantía (Medfex)	1 año