

Regulador de oxígeno EasyGauge Oxygen Regulator – Precision Medical

Regulador de oxígeno tipo manómetro con diseño compacto de una sola pieza

Datos técnicos

- ? Diseño de cuerpo único compacto y ligero.
- ? Manómetro de contenido ubicado al frente y manómetro de flujo en la parte superior.
- ? Disponible en 2 rangos de flujo: 0–8 L/min y 0–15 L/min.
- ? Disponible en 2 diseños de conexión: yoke o nut style.
- ? Perilla de ajuste moleteada de fácil giro para control preciso del flujo.
- ? Números grandes y de fácil lectura en el manómetro de flujo.
- ? Incluye válvula interna de alivio de presión y manómetro de contenido protegido.
- ? Sello Viton® de baja fuerza que proporciona mejor sellado entre el tanque y el regulador.
- ? Diseño que minimiza la variación normal del flujo conforme disminuye la presión del tanque.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.
- ? Fabricado en Estados Unidos.



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo: 4.5"
Peso	12 oz
Precisión	31 a 125 cc/min \pm 10 cc
Precisión	0.25 a 25 L/min \pm 10% del flujo indicado
Presión de entrada	300–3000 psi (20.7–206.8 bar)
Norma de ignición y tolerancia a fallas	Cumple ASTM G175-03
País de fabricación	Estados Unidos
Garantía	1 año con Medfex