

Regulador de vacío PM3114T Continuous 3-Mode – Precision Medical

Regulador de vacío analógico de 3 modos continuos con trampa reutilizable

Datos técnicos

- ? Serie Continuous 3-Mode que proporciona vacío ajustable desde cero hasta el vacío máximo.
- ? Incluye modo MAX que permite acceso instantáneo a vacío de línea completa para emergencias.
- ? Incrementos del manómetro disponibles hasta 760 mmHg.
- ? Disponible con manómetro analógico.
- ? Perilla grande de fácil agarre para un ajuste preciso del vacío.
- ? Componentes modulares montados sobre placa posterior de metal fundido para facilitar el servicio.
- ? Carcasa duradera y resistente a impactos disponible en múltiples colores.
- ? Conexión a fuente de vacío DISS Female Hand Tight y conexión al paciente DISS Male.
- ? Incluye trampa de vacío reutilizable.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.
- ? Fabricado en Estados Unidos.



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo: 3.7 in (9.4 cm) / Ancho: 2.8 in (7.1 cm) / Alto: 5.2 in (13.2 cm)
Peso	1.1 lb (0.50 kg)
Rango del manómetro	0–200 mmHg
Precisión del manómetro	±5% del máximo dentro del indicador
Puertos de vacío	1/8" NPT Female
Flujo	REG: 51 L/min / LINE: 55 L/min
Vacío máximo	Modo REG: 100 mmHg por encima del rango calibrado
Límites de operación	0°F a 122°F (-18°C a 50°C)
País de fabricación	Estados Unidos
Garantía	1 año con Medfex