

Compresor de aire EasyComp Air Compressor – Precision Medical

Compresor de aire médico portátil de operación continua

Datos técnicos

- ? Compresor de aire médico portátil que entrega un flujo mínimo de 13 L/min a 50 psi.
- ? Diseño ligero y compacto con asa superior integrada para facilitar el transporte.
- ? Manómetro de presión preciso con rango de 0–100 psi.
- ? Perilla reguladora ajustable para control preciso de la presión de aire.
- ? Sistema de seguridad integrado que protege contra sobrecalentamiento durante la operación.
- ? Apagado automático del motor por alta temperatura con restablecimiento térmico automático.
- ? Patas con ventosas suaves que aseguran la unidad a la superficie y reducen vibraciones.
- ? Ensamble de filtro de aire reemplazable.
- ? Diseñado para uso en entornos hospitalarios o de atención domiciliaria.
- ? No destinado para uso con ventilación mecánica.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Dimensiones	Alto: 9.5 in (24.13 cm) / Ancho: 5.25 in (13.34 cm) / Largo: 10.25 in (26.04 cm)
Peso del dispositivo	9.7 lb (4.4 kg)
Peso de envío	11.2 lb (5.1 kg)
Nivel de sonido	72 dBA a 3 ft (1 m)
Modo de operación	Continuo
Flujo de aire	Mínimo 13 L/min a 50 psi
Rango del manómetro	0–100 psi
Aplicación	Compresor de aire médico
Garantía	1 año con Medfex