

Aspirador de secreciones EasyVac Aspirator PM-60

Aspirador hospitalario portátil de operación continua con frasco recolector

Datos técnicos

- ? Proporciona succión confiable de fluidos con un rango operativo de vacío de 0 a 635 mmHg.
- ? Diseño ligero que facilita el transporte y almacenamiento cuando es necesario.
- ? Operación continua con interruptor térmico de límite reinicial para protección contra sobrecalentamiento.
- ? Manómetro de succión posicionado horizontalmente para lectura cómoda desde la parte superior.
- ? Manómetro protegido para evitar ajustes accidentales y golpes.
- ? Frasco recolector con sistema de seguridad para evitar desbordamientos.
- ? Patas con ventosas suaves que estabilizan el equipo sobre superficies planas.
- ? Filtro hidrofóbico en línea reemplazable para protección adicional.
- ? Diseño durable para resistir golpes y uso clínico frecuente.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Dimensiones	Alto: 9.7 in (24.8 cm) / Ancho: 8.0 in (20.3 cm) / Largo: 13.2 in (33.7 cm)
Peso	11.4 lb (5.2 kg)
Rango de vacío operativo	0–635 mmHg
Operación	Continua
Filtro	Filtro bacteriano hidrofóbico en línea reemplazable
Canister	800 cc, desechable con sistema de apagado por flotador
Aplicación	Aspirador médico
Garantía	1 año con Medfex