


Aspirador de secreciones EasyGoVac PM-65

Aspirador médico portátil con batería recargable para succión continua

Datos técnicos

- ? Aspirador portátil alimentado por batería con operación continua.
- ? Proporciona vacío de hasta 483 mmHg para succión confiable de fluidos respiratorios.
- ? Batería de alto rendimiento que ofrece hasta 2 horas de autonomía.
- ? Indicador de batería baja que avisa cuando es necesario recargar el equipo.
- ? Diseño cerrado que facilita la limpieza y ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano.
- ? Sistemas duales de protección de la bomba con apagado por flotador y filtro hidrofóbico en línea reemplazable.
- ? Compatible con canister estándar de 800 cc.
- ? Manómetro de fácil lectura para monitoreo del nivel de vacío.
- ? Incluye cable de alimentación de grado hospitalario.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Dimensiones	Alto: 8.8 in (22.4 cm) / Ancho: 6.7 in (17.0 cm) / Largo: 8.9 in (22.5 cm)
Peso	9.6 lb (4.4 kg)
Rango de vacío operativo	2–19 inHg (51–483 mmHg)
Operación	Continua
Filtro	Filtro bacteriano hidrofóbico en línea reemplazable
Canister de succión	800 cc, desechable con sistema de apagado por flotador
Aplicación	Aspirador médico
País de fabricación	Estados Unidos
Garantía	1 año con Medfex