

Aneroide ADC Diagnostix™ 778

Aneroide portátil

- Manómetro anerode de 300 mmHg con acabado esmaltado negro
- Carátula luminiscente con numeración clara y graduaciones extendidas
- Brazal Adcuff reutilizable con sistema Size Guide™ para colocación correcta
- Válvula de liberación de aire Adflow para control preciso de desinflado
- Sistema de doble tubo para mediciones confiables
- Estuche de transporte de nylon, extra grande y a juego
- Libre de látex y ftalatos
- Ensamblado e inspeccionado bajo estándares clínicos



Tamaños disponibles:



Bolsa de transporte con cierre.

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	800
Garantía del manómetro	1 año Medfex
Precisión	±3 mmHg @ 10°C – 40°C
Precisión en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor @ <10°C y >40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 55°C
Tipo de válvula	Adflow
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	Adcuff
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23 – 40 cm
Garantía de inflado	1 año Medfex
Estuche / funda	888BD