

Vaso recolector 800 cc para aspirador – Precision Medical

Canister desechable de 800 cc

Datos técnicos

- ? Canister rígido de succión diseñado para recolección y desecho de alto volumen.
- ? Incorpora filtro bacteriano Aerostat® integrado con eficiencia 99.99%.
- ? Válvula mecánica de apagado que protege contra desbordamientos y contaminación.
- ? Tapa auto-sellante que proporciona un sellado hermético y libre de fugas.
- ? Tapa con múltiples puertos: vertido, vacío, tándem y conexión al paciente.
- ? Graduaciones grandes y de fácil lectura.
- ? Panel esmerilado que permite escribir información cuando se requiere.
- ? Diseño apilable para facilitar el almacenamiento.
- ? Producto desechable de un solo uso.
- ? Libre de látex, BPA y DEHP.
- ? Compatible con aspiradores PM60 EasyVac y PM65 EasyGoVac.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Capacidad	800 cc
Diámetro inferior	3 1/2"
Diámetro superior	5 3/8"
Altura	7 1/4"
Tipo	Canister rígido desechable de un solo uso
Filtro	Filtro bacteriano Aerostat® integrado
Aplicación	Recolección de fluidos en aspiración médica
Garantía	1 año con Medfex