

Vaso recolector 1200 cc para aspirador – Precision Medical

Canister desechable de 1200 cc

Datos técnicos

- ? Canister rígido hidrofóbico diseñado para máxima protección y desempeño en aspiración médica.
- ? Incorpora filtros hidrofóbicos integrados con filtración HEPA y clasificación bacteriana.
- ? Sistema de doble filtro que ayuda a prevenir desbordamientos y apagados prematuros.
- ? Tapa auto-sellante que proporciona un sellado hermético y libre de fugas.
- ? Boquilla de vertido de gran tamaño que facilita el vaciado del contenido.
- ? Puertos integrados en la tapa para vertido, vacío, tándem y conexión al paciente.
- ? Graduaciones grandes y de fácil lectura.
- ? Panel esmerilado que proporciona área para escritura cuando se requiere.
- ? Diseño apilable para facilitar el almacenamiento.
- ? Producto desechable de un solo uso.
- ? Libre de látex, BPA y DEHP.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Capacidad	1200 cc
Diámetro inferior	4 1/8"
Diámetro superior	6 1/4"
Altura	7 1/2"
Tipo	Canister rígido hidrofóbico desechable de un solo uso
Filtro	Filtro hidrofóbico integrado con filtración HEPA
Aplicación	Recolección de fluidos en aspiración médica
Presentación	Caja con 12 piezas
Garantía	1 año con Medfex