

## Vaso recolector 2000 cc para aspirador – Precision Medical

### Canister desechable de 2000 cc

#### Datos técnicos

- ? Canister rígido de succión diseñado para recolección y desecho de alto volumen.
- ? Incorpora filtro bacteriano Aerostat® integrado con eficiencia 99.99%.
- ? Válvula mecánica de apagado que ayuda a prevenir desbordamientos y contaminación.
- ? Puerto escalonado para conexión directa de tubería al paciente.
- ? Tapa auto-sellante que proporciona un sellado hermético y libre de fugas.
- ? Tapa con múltiples puertos: vertido, vacío, tándem y conexión al paciente.
- ? Graduaciones grandes y de fácil lectura.
- ? Panel esmerilado que proporciona área para escritura cuando se requiere.
- ? Diseño apilable para facilitar el almacenamiento.
- ? Producto desechable de un solo uso.
- ? Libre de látex, BPA y DEHP.
- ? Garantía de 1 año directo con Medfex.



Especificación	Detalle
Capacidad	2000 cc
Diámetro inferior	4 1/8"
Diámetro superior	6 1/4"
Altura	9 7/8"
Tipo	Canister rígido desechable de un solo uso
Filtro	Filtro bacteriano Aerostat® integrado
Aplicación	Recolección de fluidos en aspiración médica
Presentación	Caja con 12 piezas
Garantía	1 año con Medfex