

## Andadera GT Euro Rollator – Medfex

### Rollator con ruedas deportivas todo terreno y asiento integrado

- Diseñado para personas de estatura alta, recomendado para usuarios de 5'10" en adelante.
- Ruedas delanteras deportivas de 10" y ruedas traseras de seguridad de 8".
- Asiento y respaldo acolchados que permiten descansos seguros durante el uso.
- Agarraderas ergonómicas con frenos suaves y fáciles de accionar.
- Estructura plegable que facilita el transporte y almacenamiento.
- Incluye bolsa práctica para objetos personales.
- Marco fabricado en material termoplástico para resistencia y durabilidad.
- Diseño moderno orientado a uso diario en diversos tipos de terreno.
- Capacidad máxima de peso soportado de 136 kg.



Diseño Plegable



Confianza y Confort



Ruedas todo terreno

Especificación	Detalle
Ancho	74 cm
Largo	61 cm
Altura total	86 cm
Peso del producto	7.3 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Ruedas	Traseras 8" / Delanteras 10"
Material	Termoplástico
Color	Negro
Rango de edad	Adulto
Estilo	Altura alta