

Banco de ducha MF-1200 – Medfex

Banco de ducha con estructura de aluminio y altura ajustable

- Estructura fabricada en aluminio de alta resistencia.
- Asiento de polietileno moldeado con orificios de drenaje integrados.
- Sistema de ajuste de altura con 5 niveles.
- Patas con gomas antideslizantes para mayor estabilidad en superficies húmedas.
- Asas laterales integradas que facilitan el agarre y la transferencia.
- Diseño ligero que facilita la limpieza y el manejo diario.
- Uso recomendado para baño o ducha en adultos mayores o pacientes en rehabilitación.
- Capacidad máxima de carga de hasta 100 kg.
- Fabricado en Estados Unidos.



Fácil de ajustar



Altura Ajustable



Soporta Hasta 130 Kg

Especificación	Detalle
Modelo	MF-1200
Material de la estructura	Aluminio
Material del asiento	Polietileno moldeado
Ancho	40 cm
Largo	42 cm
Altura total	63 cm
Peso	2.5 kg
Capacidad máxima de carga	100 kg
Ajuste de altura	5 niveles
País de fabricación	Hecho en USA
Garantía	1 año