

Banco de ducha con respaldo MF-1100 – Medfex

Banco de ducha con respaldo ergonómico y altura ajustable

- Estructura fabricada en aluminio anodizado de alta calidad.
- Asiento de polietileno resistente con superficie antideslizante.
- Respaldo ergonómico removible que proporciona soporte adicional.
- Agujeros de drenaje integrados que evitan la acumulación de agua.
- Sistema de ajuste de altura con 5 niveles.
- Patas con gomas antideslizantes para mayor estabilidad en superficies húmedas.
- Asas de alta seguridad que facilitan el agarre y la transferencia.
- Uso recomendado para baño, ducha o entornos hospitalarios.
- Capacidad máxima de carga de hasta 100 kg.
- Fabricado en Estados Unidos.



Altura Ajustable



Fácil de ajustar



Soporta Hasta 130 Kg

| Especificación | Detalle |
|---------------------------|-----------------------|
| Modelo | MF-1100 |
| Material de la estructura | Aluminio anodizado |
| Material del asiento | Polietileno |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 54 cm |
| Altura total | 63 cm |
| Peso | 3 kg |
| Capacidad máxima de carga | 100 kg |
| Ajuste de altura | 5 niveles |
| Respaldo | Ergonómico, removible |
| País de fabricación | Hecho en USA |
| Garantía | 1 año |