

Banco de ducha higiénico (perineal) MF-1400 – Medfex

Banco de ducha perineal con apertura higiénica y altura ajustable

- Estructura tubular fabricada en aluminio anodizado de alta calidad.
- Asiento de polietileno con apertura perineal amplia para facilitar el acceso higiénico.
- Diseño ergonómico que favorece la comodidad durante el uso.
- Sistema de ajuste de altura con 5 niveles para adaptarse al usuario.
- Patas con gomas antideslizantes que brindan estabilidad en superficies húmedas.
- Construcción ligera y resistente para uso diario.
- Uso recomendado para aseo perineal en pacientes con movilidad limitada o en recuperación postoperatoria.
- Capacidad máxima de carga de hasta 100 kg.
- Fabricado en Estados Unidos.



Altura Ajustable



Vista Frontal



Vista Trasera

Especificación	Detalle
Modelo	MF-1400
Material de la estructura	Aluminio anodizado
Material del asiento	Polietileno
Ancho	38 cm
Largo	43 cm
Altura total	62 cm
Peso	2.5 kg
Capacidad máxima de carga	100 kg
Ajuste de altura	5 niveles
País de fabricación	Hecho en USA
Garantía	1 año