

## Aneroide ADC Mod. 700

### Aneroide portátil

#### Características:

- Manómetro de 300 mmHg con acabado cromado, calibre diseñado con precisión japonesa para un rendimiento clínico excelente.
- Dial luminiscente con números y marcas extendidas que facilitan la lectura en condiciones de baja iluminación y desde diferentes ángulos.
- Sistema Adcuff™ de nylon 210 denier con solapa integral para asegurar la vejiga y prevenir abultamientos; incluye el sistema de marcado "Size Guide™" para reducir errores de brazalete.
- Válvula de liberación con rosca microhilo y filtro Adflow™ para control preciso de la desinflado y protección contra polvo.
- Estuche tipo "carrying case" de cuero sintético con cierre, para transporte seguro.
- Libre de caucho natural de látex. Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE.UU. Cumple o supera la norma ANSI/AAMI/ISO 81060-1.



#### Tamaños disponibles:



Bolsa de transporte con cierre.

Parámetro	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pocket
Gauge	800
Garantía del gauge	Lifetime
Precisión	±3 mmHg @ 50°F (10°C) – 104°F (40°C)
Precisión en rango extendido	±3 mmHg o 2% (lo que sea mayor) @ <50°F (10°C) y >104°F (40°C)
Temperatura de almacenamiento	-4°F a 131°F (-20°C a 55°C)
Tipo de válvula	ADFLOW
Número de tubos	2
Tipo de brazalete	ADCUFF
Tamaño del brazalete	Adulto
Rango del brazalete	23 – 40 cm
Garantía de inflado	3 años
Color del brazalete	Negro

Parámetro

Detalle

Estuche / zipper

880

Medfex™

FICHA TÉCNICA