

## Aneroide ADC Prospbyg™ 790

### Kit para medir presión arterial en casa

#### Descripción técnica:

- Manómetro con escala de 300 mmHg esmaltado en negro, con calibración de fábrica.
- Válvula de desinflado cromada (chrome-plated deflation valve), que permite un control preciso del aire.
- Brazaletes de nylon con cierre tipo “D-Ring” autoajustable, pensado para colocación rápida y cómoda, ideal incluso para uso con una sola mano.
- Estetoscopio integrado con binaurales ajustables de cromo y tubo PVC negro de 22 pulgadas.
- Estuche con cierre tipo zipper y manual de instrucciones incluidos.
- Libre de caucho natural de látex (latex free), reduciendo riesgo de alergias.
- Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE.UU.
- Cumple o excede la norma internacional ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para equipos de medición de presión arterial.



#### Tamaños disponibles:



**11|A**  
ADULTO  
23-40 CM

#### Opciones de color adicionales

N



Manómetro probado  
a 30.000 ciclos



Incluye estuche  
con cierre

Especificación	Detalle
Tipo de aneroide	Home Kit
Manómetro	809N
Garantía del manómetro	10 años
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg @ 10 °C a 40 °C
Precisión en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2 %, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	?20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	D-Bar
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23.0 – 34.0 cm
Garantía de inflado	1 año

Especificación	Detalle
Color del brazal	Navy
Estuche / funda	880

medfex™

FICHA TÉCNICA