

Kit Advantage™ ADC 6005

Kit para medir presión arterial en casa

Descripción técnica:

- Esfera de alto contraste con numeración en blanco sobre fondo negro, para lectura rápida y precisa.
- Brazaletes Adcuff™ Home™ con anillo en D autoajustable, diseñado para colocación con una sola mano, ideal para usuarios en el hogar.
- Sistema de marcado Size Guide™ que garantiza que el brazalete esté correctamente dimensionado para el usuario.
- Válvula de desinflado automático (auto-deflation valve) para mayor comodidad durante la medición.
- Estetoscopio adjunto tipo “nurse scope” incluido, estuche con cremallera, instrucciones de uso, y materiales sin látex de caucho natural.
- Cumple o supera la norma ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para precisión y fiabilidad en equipos de presión arterial.



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales

BK



Manómetro probado
a 30.000 ciclos



Incluye estuche
con cierre

Especificación	Detalle
Rango del brazal	9.4" a 13.2" (24 a 33.6 cm)
Pantalla	Dial analógico
Método de medición	Auscultatorio
Sensor de presión	Aneroide
Rango sistólico/diastólico	0-300
Rango de pulso	NA
Rango de visualización de presión del brazal	2 mmHg
Memoria	Ninguna
Resolución de medición	2 mmHg
Precisión de presión	±3 mmHg
Fuente de energía	Mecánico
Temperatura de almacenamiento	23°F a 122°F (-5°C a 50°C)
Temperatura de operación	50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Especificación	Detalle
Humedad	15% a 90% de humedad relativa máxima
Dimensiones	7" x 4" x 2.5" (178 x 102 x 64 mm) FICHA TÉCNICA
Peso	0.96 lb (436 g)
Garantía	1 año

medfex™