

## Pro's Combo II™ SR

### Kit Aneroide/Estetoscopio Portátil

#### Descripción técnica:

- Esfigmomanómetro (Prosphyg 768): Manómetro esmaltado de 300 mmHg, confiable para uso diario exigente, que supera estándares industriales.
- Brazalete Adcuff™ de nylon con sistema "Size Guide™", disponible en varias tallas (desde infantil hasta adulto grande / muslo), lo que permite adaptarse a distintos tipos de pacientes.
- Válvula de desinflado cromada de latón, para liberación precisa del aire.
- Estetoscopio Adscope™ Sprague 641: estetoscopio clásico, con calidad profesional, ideal para auscultación general — compatible con el manómetro para medición completa.
- Estuche premium de doble bolsillo, con espacio suficiente para todo el kit — ideal para transporte, guardado o guardias móviles.
- El kit no está fabricado con caucho natural de látex, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas.
- Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE. UU., bajo sistemas de calidad certificada.
- Cumple o excede la norma internacional ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para esfigmomanómetros no invasivos, asegurando mediciones precisas y confiables



#### Tamaños disponibles:



Bolsa de transporte con cierre.

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	808
Precisión	±3 mmHg a 50°F (10°C) – 104°F (40°C)
Precisión en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 50°F (10°C) y por encima de 104°F (40°C)
Temperatura de almacenamiento	-4°F a 131°F (-20°C a 55°C)
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23 – 40 cm

Especificación	Detalle
Estuche / funda de transporte	888DG
Garantía	1 año

medfex™

FICHA TÉCNICA