

Pro's Combo IV™

Kit de instrumentos esenciales

Uso previsto:

Kit profesional pensado para médicos, enfermería, paramédicos o personal clínico que necesita una solución todo en uno y altamente portátil. Ideal para uso en consultorios, clínicas, ambulancias, guardias, unidades móviles, atención domiciliaria o cualquier entorno donde se requiera llevar equipo completo de diagnóstico (presión arterial + auscultación + instrumentos de campo) de forma segura, organizada y conveniente.

Descripción técnica:

- Manómetro de precisión con acabado esmaltado negro, que cumple o excede la norma ANSI/AAMI/ISO 81060 1 para esfigmomanómetros.
- Garantía de calibración de 20 años para el manómetro.
- Sistema de inflado (brazalete + válvula + bulbo) con garantía de 3 años.
- Estetoscopio Sprague 641 con mecanismo de válvula patentado, sistema de sellado de junta, óptimo aislamiento acústico y calidad profesional de auscultación.
- El kit no está fabricado con caucho natural de látex ("Not made with natural rubber latex"). Esto lo hace adecuado para entornos con riesgo de alergias o sensibilidad al látex.
- Montaje, inspección y empaque realizados en EE. UU. — garantía de control de calidad.



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales



Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Pro's Combo
Manómetro	808N
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos

Especificación	Detalle
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño de brazal	Adulto
Rango del brazal	23 – 40 cm
Estuche / funda de transporte	887BK

medfex™

FICHA TÉCNICA