

Estetoscopio ADC Adscope® 605

Estetoscopio Clínico Infantil

Uso previsto:

Diseñado para **evaluación clínica general infantil** en consultorios, hospitales y educación médica. Ideal para médicos generales, enfermería, paramédicos y estudiantes que requieren un estetoscopio confiable, ligero y con excelente acústica.

Descripción técnica:

- Diafragma de frecuencia ajustable (AFD) para mejorar la respuesta acústica en frecuencias altas y bajas.
- Pieza torácica de diafragma adulto de 1 3/8" de diámetro, fabricada en acero inoxidable con tolerancias de precisión para máxima durabilidad y rendimiento.
- Diafragma ultrasensible para una mayor amplificación y transmisión más nítida del sonido.
- Aro anti-frío para mayor comodidad del paciente.
- Arco auricular clínico con refuerzo de yugo moldeado en el tubo flexible de PVC de 22".
- Auriculares de acero inoxidable fijos en un ángulo de 15° para un ajuste anatómico perfecto.
- Olivas de silicona Adsoft™ Plus con sistema de conexión rápida para comodidad y sellado acústico excepcionales.
- Tubo flexible sin ftalatos (eliminados desde 2014).
- Incluye kit de accesorios con un par adicional de olivas Adsoft™ Plus.
- **Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en EE. UU.**



| Especificación | Detalle |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo de pieza torácica | Combinada |
| Material de la pieza torácica | Acero inoxidable |
| Acabado de la pieza torácica | Cepillado |
| Peso de la pieza torácica (g) | 42.5 g |
| Diámetro del diafragma (cm) | 2.85 cm |
| Material del diafragma | Epoxi / fibra de vidrio |
| Tipo de diafragma | Estándar |
| Diámetro de la campana (cm) | 2.2 cm |
| Tipo de auriculares | Clínico |
| Material de los auriculares | Acero inoxidable |
| Acabado de los auriculares | Tradicional |
| Longitud del tubo (cm) | 53 cm |
| Longitud total (cm) | 75 cm |

Especificación

Detalle

Peso total (g)

117 g

Medfex™

FICHA TÉCNICA