

Estetoscopio ADC Adscope® 606 Ultra-Lite

Estetoscopio de cardiología ultraligero

Uso previsto:

Diseñado para **auscultación cardiovascular de alta precisión** en pacientes adultos. Ideal para cardiólogos, medicina interna, urgencias y profesionales que requieren rendimiento acústico avanzado en un estetoscopio extremadamente ligero.



- Pieza torácica de aluminio anodizado maquinada con precisión, optimizada para uso cardiológico.
- Diafragma ultrasensible con tecnología AFD para ajustar la respuesta de frecuencia mediante variación de presión.
- Aro anti-frío en campana y diafragma que mejora la comodidad del paciente.
- Arco auricular clínico con refuerzo de yugo moldeado en tubo flexible de 22".
- Auriculares de aluminio anodizado, inclinados a 15° para un ajuste anatómico perfecto.
- Olivas de silicona Adsoft™ Plus con conexión rápida para un sellado acústico superior.
- Tubo flexible suave, resistente y **libre de ftalatos desde 2014**.
- Kit de accesorios incluido con olivas Adsoft™ Plus de repuesto.
- **Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en EE. UU.**

Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Combinada
Material de la pieza torácica	Aluminio
Acabado de la pieza torácica	Satinado
Peso de la pieza torácica (g)	45.4 g
Diámetro del diafragma (cm)	4.45 cm
Material del diafragma	Epoxi / fibra de vidrio
Tipo de diafragma	Tecnología AFD
Diámetro de la campana (cm)	2.85 cm
Tipo de auriculares	Cardiología
Material de los auriculares	Aluminio
Acabado de los auriculares	Satinado
Longitud del tubo (cm)	48 cm
Longitud total (cm)	71 cm
Peso total (g)	130 g