

## Aneroide ADC Mod. 720

### Aneroide portátil

- Manómetro aneroide de bolsillo con escala de hasta 300 mmHg
- Brazalete Adcuff® reutilizable de dos piezas (manguito y vejiga)
- Construcción en nylon de alta resistencia (210 denier)
- Sistema de guía de talla que ayuda a prevenir una colocación incorrecta
- Marcas de graduación extendidas para facilitar la lectura desde distintos ángulos
- Válvula de liberación de aire tipo ADFLOW™ con control preciso de desinflado
- Filtro interno que reduce la acumulación de polvo
- Libre de látex
- Incluye estuche de transporte con cierre



#### Tamaños disponibles:



| Tipo de esfigmomanómetro:   | Pocket   |
|---|--|
| Manómetro:  | 802  |
| Precisión del esfigmomanómetro:                                   | +/-3mmHg a 50°F(10°C) - 104°F(40°C)                          |
| Precisión del esfigmomanómetro en rango de temperatura extendido: | +/-3mmHg o 2%, lo que sea mayor @ <50°F(10°C) y >104°F(40°C) |
| Temperatura de almacenamiento:                                    | -4°F (-20°C) - 131°F (55°C)                                  |
| Tipo de válvula:  | ADFLOW   |
| Número de tubos:  | 2 Tubos  |
| Tipo de brazal:   | ADCUFF   |
| Tamaño del brazal:  | Adulto   |
| Rango del brazal:   | 23-40cm  |
| Cremallera / Funda de almacenamiento:                             | 880  |