

Estetoscopio ADC Adscope® 612

Estetoscopio clínico ligero

Uso previsto:

Estetoscopio clínico de uso general para adultos, ideal para consultorios, medicina general, enfermería, clínicas y exámenes de rutina donde se requiere un estetoscopio confiable, ligero y acústicamente versátil.

Descripción Técnica:

- Pieza torácica esculpida, liviana, fabricada en aleación metálica ligera con acabado satinado, diseñada para una acústica confiable sin la carga de un estetoscopio pesado.
- Aro de retención del diafragma tipo "non-chill rim" para mayor comodidad del paciente.
- Auriculares clínicos con binaurales de acero inoxidable y un refuerzo moldeado en el tubo flexible de PVC de 22" para durabilidad y ajuste seguro.
- Tubo suave, flexible y fabricado sin ftalatos desde 2014, lo que garantiza seguridad y comodidad a largo plazo.
- Olivas de silicona Adsoft™ Plus con conexión snap-on para confort auditivo y sellado acústico óptimo.
- Incluye kit de accesorios con dos pares de olivas de repuesto Adsoft™ Plus y etiqueta de identificación (Scope ID tag).
- Longitud total: 30 pulgadas (aprox. 76 cm).
- Peso total: 4.9 oz (? 139 g) — lo que lo hace especialmente ligero y manejable.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en EE. UU. bajo estándares de calidad.



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Tecnología AFD
Material de la pieza torácica	Zinc
Acabado de la pieza torácica	Cepillado
Peso de la pieza torácica (g)	70.9 g
Diámetro del diafragma (cm)	4.45 cm
Material del diafragma	Epoxi / fibra de vidrio
Tipo de diafragma	Tecnología AFD
Diámetro de la campana (cm)	N/A
Tipo de auriculares	Clínico
Material de los auriculares	Acero inoxidable
Acabado de los auriculares	Tradicional
Longitud del tubo (cm)	53 cm
Longitud total (cm)	76 cm

Especificación

Detalle

Peso total (g)

139 g

Medfex™

FICHA TÉCNICA