

Estetoscopio ADC Adscope® 615

Estetoscopio clínico de platino

Estetoscopio clínico de gama profesional, ideal para **consulta general, medicina familiar, enfermería, clínicas, hospitales y evaluación diagnóstica rutinaria o avanzada**. Perfecto para profesionales que requieren confiabilidad acústica, confort y durabilidad sin llegar al nivel de cardiología especializada.



Descripción Técnica:

- Pieza torácica con diseño ovoide de gran tamaño, mecanizada en aleación metálica con acabado satinado. Su forma amplía la superficie de contacto para mejorar la resonancia acústica.
- Tecnología AFD (Adjustable Frequency Diaphragm): permite que con presión ligera sobre el diafragma se obtenga respuesta tipo campana (frecuencias bajas), y con presión firme, respuesta tipo diafragma (frecuencias altas).
- Bordes "non-chill" en la pieza torácica para máxima comodidad del paciente.
- Armazón auricular clínico con resorte doble (double-leaf tensioning spring) y yugo de refuerzo moldeado al tubo flexible PVC de 22".
- Binaurales de acero inoxidable con ángulo de 15°, para ajuste anatómico y buen aislamiento acústico.
- Olivas revestidas de silicón Adsoft™ Plus con conexión snap-on para comodidad auditiva y sellado eficaz.
- Incluye kit de accesorios con dos pares extra de olivas y etiqueta de identificación (Scope ID tag).
- Tubo flexible fabricado sin ftalatos desde 2014, asegurando calidad y seguridad clínica.
- Peso total: 5.4 oz (? 152 g) — balance ideal entre robustez y manejo cómodo.
- Longitud total: 30 pulgadas (~76 cm).
- Inspeccionado, ensamblado y empacado en EE.UU. bajo estándares de calidad.
