

## Estetoscopio ADC Adscope® 641

### Estetoscopio tipo Rappaport

#### Uso Previsto:

Estetoscopio multipropósito ideal para auscultaciones en **adultos, pediatría y neonatos**. Perfecto para clínicas generales, consultorios mixtos, urgencias, atención primaria o cualquier servicio donde se necesite la versatilidad de un solo instrumento para varios rangos de edad.

#### Descripción Técnica:

- Tambor torácico roscado de zinc cromado, compatible con cinco piezas: diafragma adulto, diafragma pediátrico y tres campanas (1 1/4", 1", 3/4").
- Sistema de válvula propietario que elimina casi toda fuga acústica al cambiar accesorios.
- Configuración de doble tubo (double-tube), lo que mejora la separación estéreo y disminuye ruido ambiental.
- Longitud del tubo: 22 pulgadas, con una longitud total del estetoscopio de 30 pulgadas.
- Peso total: 7 oz (~198 g).
- Libre de caucho natural (sin látex natural).
- Incluye un estuche con campanas, diafragmas de repuesto y accesorios.
- Inspeccionado y empacado en EE. UU. bajo estándares de calidad



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Convertible
Material de la pieza torácica	Zinc
Acabado de la pieza torácica	Mirador / Satin
Peso de la pieza torácica (g)	99.2 g
Diámetro del diafragma (cm)	3.8 cm / 2.54 cm
Material del diafragma	PVC
Tipo de diafragma	Estándar
Diámetro de la campana (cm)	3.2 cm / 2.54 cm / 1.9 cm
Tipo de auriculares	Resorte externo
Material de los auriculares	Aluminio
Acabado de los auriculares	Anodizado
Longitud del tubo (cm)	55.8 cm
Longitud total (cm)	76.25 cm
Peso total (g)	200 g