

## Estetoscopio ADC Proscope™ 660

### Estetoscopio de Campana Sencilla

#### Uso previsto:

Estetoscopio de uso general para adultos, adecuado para exámenes clínicos rutinarios, medición de presión arterial, consultas médicas, servicios de enfermería y entornos hospitalarios u hospitalarios/urgencias donde se requiera un estetoscopio confiable, ligero y de desempeño consistente.

#### Descripción Técnica:

- Diseño con pieza torácica de diafragma únicamente (sin campana).
- Pieza torácica fabricada en aluminio anodizado ligero para reducir peso.
- Diafragma de 1 3/4" (? 4.45 cm) de diámetro, estilo "nurse-chestpiece", optimizado para auscultaciones generales.
- Binaurales ajustables de aluminio, con olivas de PVC, y tubo de PVC flexible libre de ftalatos.
- Tubo de 21" (~ 55 cm) y longitud total de 31.5" (~ 80 cm).
- Peso total de solo 2.41 oz (? 68.4 g) — extremadamente liviano.
- Apto para adultos, pediatría e infantes (aunque su foco principal es examen general de adultos).
- Configuración simple y práctica, ideal para medición de presión arterial y exploración básica.
- Empacado e inspeccionado en EE. UU. bajo estándares de calidad.



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Solo diafragma
Material de la pieza torácica	Aluminio
Acabado de la pieza torácica	Anodizado
Peso de la pieza torácica (g)	20.3 g
Diámetro del diafragma (cm)	4.45 cm
Material del diafragma	PVC
Tipo de diafragma	Estándar
Diámetro de la campana (cm)	N/A
Tipo de auriculares	Ligero
Material de los auriculares	Aluminio
Acabado de los auriculares	Anodizado
Longitud del tubo (cm)	55.5 cm
Longitud total (cm)	80 cm
Peso total (g)	68.4 g