

Estetoscopio ADC Proscope 661

Estetoscopio de enseñanza con campana sencilla

Uso previsto:

Estetoscopio docente tipo "teaching": diseñado para que profesor y estudiante escuchen al mismo tiempo durante prácticas clínicas o formación. Ideal para aulas de simulación, laboratorios, clínicas educativas, enfermería, formación médica o entornos docentes/educativos hospitalarios

Descripción Técnica:

- Pieza torácica tipo diafragma
- Dos sets de binaurales ajustables de aluminio.
- Dos tubos flexibles de 22" (aproximadamente 56 cm) y un tramo recto adicional de 10" (? 25 cm), todos fabricados sin ftalatos.
- Peso total: 4.5 oz (? 128 g).
- Longitud total del estetoscopio: 44.5" (? 113 cm).
- Fabricado, inspeccionado y empacado en Estados Unidos bajo controles de calidad.
- Libre de látex natural (no contiene caucho natural) y sin ftalatos, lo que lo hace apto para entornos clínicos exigentes.



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Solo diafragma (tipo enfermería)
Configuración	Estetoscopio docente de un solo cabezal
Número de auriculares	Dos juegos (instructor y estudiante)
Material de los auriculares	Aluminio ajustable
Longitud del tubo (cm)	55.8 cm (dos tubos) y 25.4 cm (uno central)
Material del tubo	PVC negro, libre de ftalatos
Longitud total (cm)	113 cm
Peso total (g)	128 g
País de inspección y empaque	Estados Unidos
Garantía	1 año