

Aneroide ADC Mod. 760

Esfigmomanómetro portátil

Nuestro aneroide más popular, el 760, es el modelo preferido por las instituciones exigentes.

La serie 760 presenta:

El manómetro contemporáneo de esmalte negro de 300mmHg proporciona una fiabilidad diaria que supera los estándares de la industria.

Brazal de nailon Adcuff™ con el sistema de marcado Size Guide™ patentado de ADC, previene el mal ajuste.

Válvula de liberación de aire de latón niquelado

Funda de cuero sintético con cremallera de nylon duradera


Hecho de caucho natural libre de látex

Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE. UU. con componentes extranjeros.

Cumple o supera ANSI/AAMI/ISO 81060-1



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales



Bolsa de transporte con cierre.

Tipo de esfigmomanómetro:	De bolsillo
Calibre:	808N
Precisión del esfigmomanómetro:	+/-3mmHg a 50°F(10°C) - 104°F(40°C)
Precisión del esfigmomanómetro en rango de temperatura extendido:	+/-3mmHg o 2%, lo que sea mayor @ <50°F(10°C) y >104°F(40°C)
Temperatura de almacenamiento:	-4°F (-20°C) - 131°F (55°C)
Tipo de válvula:	Estándar
Número de tubos:	2 Tubos
Tipo de manguito:	ADCUFF
Tamaño del manguito:	Adulto
Rango del manguito:	23-40cm
Cierre / Funda de almacenamiento:	880