

## Estetoscopio ADC Proscope 662

### Estetoscopio Bowles-Head de campana sencilla

#### Uso previsto:

Estetoscopio general de examen clínico, ideal para valoración básica en adultos: auscultación de corazón, pulmones y abdomen durante consultas de rutina, checaditas médicas, enfermería o control de signos vitales.

#### Descripción Técnica:

- Pieza torácica de diafragma único (diámetro 1.7") en zinc cromado.
- Tubo negro, fabricado sin ftalatos.
- Longitud total: 31.5 pulgadas (? 80 cm).
- Peso: 2.7 oz (? 77 g).
- Inspeccionado y empaclado en Estados Unidos bajo control de calidad.
- Estetoscopio libre de caucho natural (sin látex natural).



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Solo diafragma
Material de la pieza torácica	Zinc con recubrimiento cromado
Diseño del diafragma	Diseño tradicional con vástago elevado
Diámetro del diafragma (cm)	4.3 cm
Material del tubo	Tubo negro, libre de ftalatos
Longitud total (cm)	80 cm
Peso total (g)	77 g
País de inspección y empaque	Estados Unidos
Garantía	1 año