

Estetoscopio ADC Proscope 670

Estetoscopio de Campana Dúplex

Uso previsto:

Estetoscopio dúplex diseñado para examen general de pacientes adultos, pediátricos o infantiles según configuración. Ideal para consultas médicas, clínicas, hospitales, urgencias, enfermería y evaluación de signos vitales, gracias a su versatilidad como herramienta diagnóstica de uso general.

Descripción Técnica:

- Pieza torácica con configuración de campana dúplex, adecuada para auscultaciones generales en adultos, pediatría o infantil.
- Diseño optimizado para mejorar la respuesta acústica — Los Proscopes ofrecen hasta un 50% más de sensibilidad acústica comparado con diseños estándar.
- Montaje y componentes fabricados bajo estándares de calidad, inspeccionados y empaquetados en EE.UU.



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Combinada
Material de la pieza torácica	Aluminio
Acabado de la pieza torácica	Anodizado
Peso de la pieza torácica (g)	37.5 g
Material del diafragma	PVC
Tipo de diafragma	Estándar
Diámetro del diafragma (cm)	4.45 cm
Diámetro de la campana (cm)	3 cm
Tipo de auricular	Ligero
Material del auricular	Aluminio
Acabado del auricular	Anodizado
Longitud del tubo (cm)	55.5 cm
Longitud total (cm)	81 cm
Peso total (g)	85.6 g