

Estetoscopio Proscope™ 675

Estetoscopio Pediátrico Campana Dúplex

Uso previsto:

Diseñado para auscultación pediátrica general en recién nacidos, lactantes y niños pequeños — útil en clínicas de pediatría, unidades neonatales, consultorios infantiles y entornos de atención médica pediátrica.

Descripción Técnica:

- Pieza torácica combinada de aluminio: diafragma de 1.4" y campana de 1" con borde "non-chill" para confort del paciente.
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC.
- Tubo flexible de PVC de 21 pulgadas, fabricado sin ftalatos.
- Alternativa de 16 colores de tubo disponibles.
- Peso total: 2.6 oz (? 75 gramos).
- Longitud total: 31.5 pulgadas (? 80 cm).
- Producto inspeccionado y empacado en EE. UU. bajo estándares de calidad.


