

Estetoscopio Proscope 676

Estetoscopio Dúplex Neonatal

Uso previsto:

Auscultación en recién nacidos, lactantes y niños pequeños — ideal para neonatología, pediatría, consultorios infantiles, clínicas pediátricas, hospitales con área pediátrica, urgencias infantiles o atención general en población pediátrica.

Descripción Técnica:

- Pieza torácica combinada cromada en zinc, con diafragma y campana de 20 mm.
- Aro de campana “non-chill” para mayor confort del paciente.
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC.
- Tubo de PVC flexible de 21 pulgadas, fabricado sin ftalatos.
- Disponible en múltiples colores de tubo.
- Peso total del estetoscopio: 2.6 oz (? 75 g).
- Longitud total: 31 pulgadas (? 78.5 cm).
- Libre de látex natural.
- Garantía de 1 año desde la compra.
- Inspeccionado y empaquetado en Estados Unidos bajo estándares de calidad.



Especificación	Detalle
Tipo de pieza torácica	Combinada
Material de la pieza torácica	Aluminio
Acabado de la pieza torácica	Espejo
Peso de la pieza torácica (g)	27.2 g
Material del diafragma	PVC
Tipo de diafragma	Estándar
Diámetro del diafragma (cm)	1.9 cm
Diámetro de la campana (cm)	2.0 cm
Tipo de auricular	Ligero
Material del auricular	Aluminio
Acabado del auricular	Anodizado
Longitud del tubo (cm)	55.5 cm
Longitud total (cm)	78.5 cm
Peso total (g)	75 g