

## Andadera Rollator Aluminio Deluxe

**Andadera tipo rollator de aluminio con asiento acolchado y ruedas de 8"**



- Estructura de aluminio ligero para facilidad de uso y transporte.
- Ruedas planas de 8" que mejoran la estabilidad y maniobrabilidad.
- Empuñaduras ergonómicas con frenos de bucle para control seguro de la velocidad y bloqueo de las ruedas.
- Asiento acolchado con respaldo acolchado con botón de liberación para mayor apoyo y comodidad.
- Sistema de plegado fácil para almacenamiento en casa o transporte en vehículo.
- Bolsa de almacenamiento práctica colocada debajo del asiento.
- Horquillas reforzadas que aumentan la sujeción y estabilidad de la andadera.
- Perilla de ajuste de altura de manijas de tres piezas para adaptación a diferentes usuarios.



Almacenamiento bajo el asiento



Asiento cómodo



Diseño Plegable

| Especificación            | Detalle  |
|---------------------------|--|
| Material del marco        | Aluminio ligero  |
| Tipo de ruedas            | Plana, 8" (20 cm aprox.)   |
| Freno                     | Freno de bucle ergonómico en empuñaduras   |
| Asiento                   | Acolchado con respaldo (curvo)   |
| Bolsa de almacenamiento   | Incluida debajo del asiento  |
| Sistema de plegado        | Sí, plegable para transporte y almacenamiento  |
| Altura de empuñaduras     | Ajustable (sistema 3 piezas)   |
| Capacidad máxima estimada | ~300 lb / ~136 kg (valor típico de rollators deluxe con ruedas de 8"; no confirmado explícitamente por Medfex) |
| Aplicación                | Ayuda para la marcha/andadera ortopédica   |
| Público objetivo          | Adulto   |
| País de origen            | Estados Unidos   |