

Banco de ducha con respaldo MF-1100 – Medfex

Banco de ducha con respaldo ergonómico y altura ajustable

- Estructura fabricada en aluminio anodizado de alta calidad.
- Asiento de polietileno resistente con superficie antideslizante.
- Respaldo ergonómico removible que proporciona soporte adicional.
- Agujeros de drenaje integrados que evitan la acumulación de agua.
- Sistema de ajuste de altura con 5 niveles.
- Patas con gomas antideslizantes para mayor estabilidad en superficies húmedas.
- Asas de alta seguridad que facilitan el agarre y la transferencia.
- Uso recomendado para baño, ducha o entornos hospitalarios.
- Capacidad máxima de carga de hasta 100 kg.
- Fabricado en Estados Unidos.



Altura Ajustable



Fácil de ajustar



Soporta Hasta 130 Kg

Especificación	Detalle
Modelo	MF-1100
Material de la estructura	Aluminio anodizado
Material del asiento	Polietileno
Ancho	40 cm
Largo	54 cm
Altura total	63 cm
Peso	3 kg
Capacidad máxima de carga	100 kg
Ajuste de altura	5 niveles
Respaldo	Ergonómico, removible
País de fabricación	Hecho en USA
Garantía	1 año