

Aneroide ADC Prospbyg™ 785

Aneroide portátil

- Manómetro anerode de 300 mmHg con acabado en esmalte negro
- Brazal autoajustable con aro tipo D para colocación con una sola mano
- Válvula de liberación cromada para control preciso de desinflado
- Incluye estuche de transporte con cierre y manual de instrucciones
- Libre de látex de caucho natural
- Ensamblado, inspeccionado y empacado en EE. UU. con componentes de origen extranjero
- Cumple o excede la norma ANSI/AAMI/ISO 81060-1



Tamaños disponibles:



Opciones de color adicionales

N



Manómetro probado
a 30.000 ciclos



Incluye estuche
con cierre

Especificación	Detalle
Tipo de anerode	Para Hogar
Manómetro	809N
Garantía del manómetro	1 año (Medfex)
Precisión	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2 % (lo que sea mayor) por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	?20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Estándar
Número de tubos	2 tubos
Tipo de brazal	D-Bar
Tamaño del brazal	Adulto
Rango del brazal	23.0 – 34.0 cm
Garantía de inflado	1 año
Color del brazal	Azul marino
Estuche / almacenamiento	880